


Suteki Na Stick アプリケーション詳細

【モニターモード】

モニターモードでは、杖に 内蔵されているセンサの 情報によって、

- 1) 気温・湿度
- ② 大気圧
- ③ 天気予報 が表示されます。
- ①と②はリアルタイムで 約4マイクロ秒ごとに更 新されます。



【現在地 map モード】

現在地 map モードでは、 自分の現在地が即時に 理解できると同時に、設 定画面で登録した連絡 先へ現在地をSMSにより素早く送信することが 可能となっています。



00

1

N

接続IPアドレス

居場所送信連絡先


TEL

【コントローラーモード】

コントローラーモードでは、 画面に表示されている ボタンか、音声認識を行 う事によって、杖を操作 することが可能となり自 分の方向へと誘導する ことが可能となっています

音声認識では「GO」や「BACK」など安易な音声でのみ反応するため、誤感知を最小


現まで抑えています







Suteki Na Stick の制御回路



オムニホイール制御式

(1)ロボットの姿勢と位置の制御

$$ax = KA\theta x + KAV \theta x + KT(x-x0) + KV vx$$

$$ay = KA\theta y + KAV \theta y + KT(y-y0) + KV vy$$

(2) 分割式

$$vs1,2,3 = -rsin\phi\omega z$$

$$vs1 = -vy cos\phi + Kz\omega z$$

$$vs2 = \{+(\sqrt{3}/2)vx + (1/2)vy\}\cos\varphi + Kz\omega z$$

$$vs3 = \{-(\sqrt{3}/2)vx + (1/2)vy\}cos\phi + Kz\omega z$$



製作背景

少子高齢化の進む日本…

- ◆歩行力の低下が激しい
- ◆快適な生活を送りたい

この苦労を支えたい!

利用者の苦労と生活をサポート!





Sufeki Na Stick の機能

【倒立振子による自立直立】

◆利用者が杖から手を放すと同時に杖本体が倒立振子 によってバランスをとい自立を行います。

【Suteki Na Stick アプリケーション】

◆Suteki Na Stick 専用アプリケーションを利用すること によって杖に内蔵されているセンサの情報を閲覧すること ができます。



